


Anti-Mt-Nd1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Wb, Elisa) - P03886

Artikelnummer: CM0005204



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MT-ND1, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Funktion des mitochondrialen Komplex I, Proteinmasse ~36 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MT-ND1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MTND1, ND1, MT-ND1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4535
GenID	4535
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MT-ND1 (P03886) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P03886
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel