

Anti-Mterfd3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q49Am1

Artikelnummer: CM0027253

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen humanes MTERFD3 (mTERFL), geeignet für Western Blotting und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zur mitochondrialen Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTERFD3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	mTERFL; MTERFD3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	80298
GenID	80298
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 von humanem MTERFD3 (NP_079474.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q49AM1
Proteinmolekulargewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel