

Anti-Mthfd1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P11586

Artikelnummer: CM0027049



Einführung

MTHFD1 Kaninchen-polyclonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die cytoplasmatische C-1-Tetrahydrofolat-Synthase, ein trifunktionales Enzym im Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel und der Nukleotidbiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MTHFD1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CIMAH; MTHFC; MTHFD; MTHFD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4522
GenID	4522
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-270 des menschlichen MTHFD1 (NP_005947.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11586
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel