

Anti-Mthfd2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P13995

Artikelnummer: CM0007035



Einführung

Dieser hochwertige monoklonale MTHFD2-Kaninchenantikörper wurde für WB und ELISA validiert und reagiert mit humanem und murinem MTHFD2. Ein wichtiger Reagenz für die Erforschung des mitochondrialen Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsels. (P13995)

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	MTHFD2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	NMDMC; MTHFD2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10797
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 40-250 des humanen MTHFD2 (NP_006627.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P13995
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel