


Anti-Mtnr1A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P48039

Artikelnummer: CM0027676



Einführung

MTNR1A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (P48039) validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit dem menschlichen und Ratten-Melatonin-Rezeptor Typ 1A. Ideal für Studien zu zirkadianen Rhythmen, Schlaf und Melatonin-Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTNR1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MT1; MEL-1A-R
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4543
GeneID	4543
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 261-350 von menschlichem MTNR1A entspricht (NP_005949.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P48039
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel