

Anti-Mtx2 Polyklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 075431

Artikelnummer: CM0028973

Einführung

CamelBio liefert anti-MTX2 Kaninchen-polyklonale Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murine und Ratten-Metaxin-2, ein Protein der äußeren Mitochondrienmembran, das am Proteinimport beteiligt ist. Ideal für IVD-Forschung und Mitochondrienstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTX2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MDPS; metaxin-2; MTX2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10651
Gen-ID	10651
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-263 des humanen MTX2 (NP_006545.1) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75431
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel