

Anti-Mtx2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75431

Artikelnummer: CM0007338

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MTX2, ein mitochondriales Importprotein. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte; detektiert ~30 kDa Band. Ideal für Studien zur mitochondrialen Funktion und IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MTX2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MDPS; Metaxin-2
Spezies	Human
GeneID (Human)	10651
GeneID	10651
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-263 von Humanem MTX2 (NP_006545.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O75431
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel