

Monoklonaler Anti-Muc2-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q02817

Artikelnummer: CM0012271



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MUC2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu intestinalem Mucin-2 in der Forschung zu Schleimhautbarriere und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MUC2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MLP, SMUC, MUC-2, MUC2
Art	Mensch
Gen-ID	4583
Immunogen	Synthetisches Peptid (AS 5000-5100 des humanen MUC2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02817
Proteingewicht	551 kDa
Versand	Kühlakku