

Anti-Muc20 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8N307

Artikelnummer: CM0023450

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes MUC20, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-MUC20, einen Regulator der MET-Signalgebung. Ideal für die Nieren- und Urogenitalkrebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MUC20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MUC-20; MUC20
Spezies	Human
GeneID (Human)	200958
GeneID	200958
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem MUC20 (NP_689886.3) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N307
Protein-Gewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel