

Anti-Mxi1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P50539

Artikelnummer: CM0015834

Einführung

Anti-MXI1 Kaninchen-poliklonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-MXI1, einen Transkriptionsrepressor, der MYC antagonisiert. Geeignet für Studien zu Krebs und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	MXI1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MXI; MAD2; MXD2; bHLHc11; MXI1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4601
Gen-ID	4601
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 170-295 des menschlichen MXI1 (NP_569157.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50539
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel