


Anti-Mybpc2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14324

Artikelnummer: CM0017318



Einführung

MYBPC2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches, murines und rattiges MYBPC2. Nützlich zur Untersuchung der Muskelproteinfunktion und -kontraktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYBPC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MYBPC; MYBPCF; fsMyBP-C; MYBPC2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4606
GenID	4606
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 912-1141 von menschlichem MYBPC2 (NP_004524.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14324
Proteingewicht	128kDa
Versand	Eisbeutel