


Anti-Mycbp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99417

Artikelnummer: CM0026175



Einführung

Anti-MYCBP Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ziel ist das humane c-Myc-bindende Protein (AMY-1), ein Schlüsselregulator der MYC-Transkriptionsaktivität. Ideal für Krebs-Signalwegstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYCBP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AMY-1; MYCBP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	26292
Gen-ID	26292
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-103 von humanem MYCBP (NP_036465.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99417
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eistasche