

Anti-Myd88 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99836

Artikelnummer: CM0014634



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MyD88 (SWISS: Q99836). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zur angeborenen Immunsignalübertragung über TLR/IL-1R und zu Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MyD88 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WM1, IMD68, MYD88D, MyD88
Spezies	Human
GeneID (human)	4615
GeneID	4615
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 20-140 von humanem MyD88 entspricht (NP_002459.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99836
Protein-Gewicht	33 kDa
Versand	Kühltasche