

## Anti-Myd88 Kaninchen Monoklonaler Antikörper [Ko Validiert] Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99836

Artikelnummer: CM0003029



### Einführung

KO-validierter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MyD88, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der angeborenen Immunität und TLR-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO validiert] MyD88 Kaninchen mAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | WM1; IMD68; MYD88D; 88                                                                                                                        |
| Spezies           | Human                                                                                                                                         |
| Gen-ID (Human)    | 4615                                                                                                                                          |
| Gen-ID            | 4615                                                                                                                                          |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des humanen MyD88 (NP_002459.3) entspricht. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                     |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                            |
| SWISS             | Q99836                                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 15kDa/20kDa/28kDa/31kDa/33kDa/34kDa                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                     |