


Anti-Myeloperoxidase (Mpo) Kaninchen-Mak Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05164

Artikelnummer: CM0006460



Einführung

Monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humane Myeloperoxidase (MPO), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt MPO aus humanen, Maus- und Rattenproben – ideal für die Erforschung von Entzündungen und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Myeloperoxidase (MPO) Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	MPO; Myeloperoxidase; Myeloperoxidase (MPO)
Spezies	Human
GeneID (human)	4353
GeneID	4353
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05164
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Kühltasche