

Anti-Myh1-Polyklonalantikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P12882

Artikelnummer: CM0025873

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes MYH1 (Myosin-1, MyHC-2x). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Hörfunktions- und Muskel-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYH1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MYHa; HEL71; MYHSA1; MyHC-2x; MyHC-2X/D; MYH1
Spezies	Human
GeneID (Human)	4619
GeneID	4619
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-100 von humanem MYH1 entspricht (NP_005954.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P12882
Proteingewicht	223 kDa
Versand	Eisbeutel