

Anti-Myh7/ β -Mhc Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P12883

Artikelnummer: CM0006964



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes MYH7/ β -MHC (Myosin Heavy Chain 7) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Muskelkontraktion und Kardiomyopathie. Vorhergesagtes Molekulargewicht 223 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYH7/ β -MHC Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B; MYH7/ β -MHC
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4625
Gen-ID	4625
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1700-1800 von humanem MYH7/ β -MHC (NP_000248.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12883
Proteingewicht	223kDa
Versand	Eisbeutel