

Anti-Myl12B Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O14950

Artikelnummer: CM0009058

Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen MYL12B (MLC-2A, MRLC2). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung am Zytoskelett und an der Zellmotilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYL12B Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MLC-B; MRLC2; MYL12B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	103910
GenID	103910
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 73-172 von humanem MYL12B (O14950) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14950
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel