


Anti-Myo5B Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9ULv0

Artikelnummer: CM0027533



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen MYO5B, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Studien zu vesikulärem Transport, Zellpolarisation und Gallensäuretransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYO5B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DIAR2; MVID1; PFIC10; MYO5B
Spezies	Mensch
Gen-ID (menschlich)	4645
Gen-ID	4645
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1440-1690 des menschlichen MYO5B (NP_001073936.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9ULV0
Proteinmasse	214 kDa
Versand	Eisbeutel