


Anti-Myrf Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y2G1

Artikelnummer: CM0023853



Einführung

Anti-MYRF Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem MYRF, einem Schlüssel-Transkriptionsfaktor bei der CNS-Myelinisierung und der Oligodendrozytenreifung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYRF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRF; CUGS; MMERV; Ndt80; 11orf9; pqn-47; C11orf9; MYRF
Spezies	Human
GeneID (human)	745
GeneID	745
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MYRF (NP_001120864.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9Y2G1
Proteingewicht	124kDa
Versand	Eisbeutel