

Anti-Nadph-Oxidase 4 (Nox4) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nph5

Artikelnummer: CM0006553

Einführung

Rekombinanter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane NADPH-Oxidase 4 (NOX4) für WB, IF/ICC, ELISA. In humanen Proben validiert. Wichtiges Werkzeug für die Erforschung von oxidativem Stress, Redox-Signalisierung und Nieren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NADPH-Oxidase 4 (NOX4) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KOX; KOX-1; RENOX; NADPH-Oxidase 4 (NOX4)
Spezies	Human
GeneID (Human)	50507
GeneID	50507
Immunogen	Rekombinantes Protein der humanen NADPH-Oxidase 4 (NOX4)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NPH5
Protein-Gewicht	67KDa
Versand	Kühltasche