

Anti-Nanp-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Tbe9

Artikelnummer: CM0017727



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die humane N-Acylneuraminat-9-Phosphatase (NANP/HDHD4). Für WB und ELISA verifiziert, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Wichtiges Hilfsmittel für die Erforschung des Sialinsäurestoffwechsels. 28 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NANP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HDHD4; C20orf147; dj694B14.3; NANP
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	140838
GeneID	140838
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-248 der humanen NANP (NP_689880.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TBE9
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Kühlpack