

Anti-Nat1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P18440

Artikelnummer: CM0022140



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes NAT1 (Arylamin-N-Acetyltransferase 1), validiert für WB und ELISA. Erkennt ein 34 kDa cytoplasmatisches Enzym, das an Arzneimittelentgiftung und Bioaktivierung von Karzinogenen beteiligt ist, geeignet für pharmakogenetische und toxikologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAT1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AAC1; MNAT; NATI; NAT-1; NAT1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9
GenID	9
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-290 des humanen NAT1 (NP_001153646.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P18440
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel