

Anti-Nbs1/Nbn Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60934

Artikelnummer: CM0027592



Einführung

CamelBio bietet einen Kaninchen-polyklonalen Anti-NBS1/NBN (Nibrin)-Antikörper an, der für WB, IF/ICC und ELISA validiert ist und Kreuzreaktivität mit Human, Maus und Ratte zeigt. Ideal für Studien zur DNA-Reparatur und Telomerintegrität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NBS1/NBN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATV, NBS, P95, NBS1, AT-V1, AT-V2, NBS1/NBN
Spezies	Human
Gen-ID	4683
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 650-750 von humanem NBS1/NBN (NP_002476.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O60934
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel