

Anti-Ncf4/P40-Phox Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15080

Artikelnummer: CM0024308



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NCF4/p40-phox, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Detektiert endogenes p40-phox in humanen, murinen und rattigen Proben. Ideal für die Untersuchung des NADPH-Oxidase-Komplexes in phagozytären Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCF4/p40-phox Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; NCF4/p40-phox
Spezies	Mensch
GenID	4689
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-190 von humanem NCF4/p40-phox (NP_038202.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15080
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel