

Anti-Nck1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P16333

Artikelnummer: CM0018253



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen NCK1 (NCKalpha), ein SH2/SH3-Adapterprotein, gerichtet ist. Geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Zur Untersuchung von Rezeptor-Signalwegen und der DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NCK; nck-1; NCKalpha; NCK1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4690
Gen-ID	4690
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 58-377 von menschlichem NCK1 (NP_006144.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16333
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel