


Anti-Nck2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43639

Artikelnummer: CM0026262



Einführung

Hochwertiger Anti-NCK2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges NCK2. Ideal für die Untersuchung der Wachstumsfaktorsignalisierung und der Translationsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GRB4; NCKbeta; NCK2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8440
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-380 von menschlichem NCK2 (NP_003572.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43639
Proteinmolekulargewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel