

Anti-Ncr1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O76036

Artikelnummer: CM0028754



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes NCR1 (NKp46, CD335) für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes NCR1; ideal für die Biologie der natürlichen Killerzellen und die Krebsimmuntherapie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LY94, CD335, NKP46, NK-p46, NCR1
Spezies	Mensch (Human)
Gen-ID (Mensch)	9437
Gen-ID	9437
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-254 von humanem NCR1 (NP_004820.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch (Human)
SWISS	O76036
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel