


Anti-Ncstn Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92542

Artikelnummer: CM0015485



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches NCSTN (Nicastrin, Gamma-Sekretase-Untereinheit) für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Nützlich für die Alzheimer-Krankheitsforschung und Notch-Signalwegstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCSTN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATAG1874; NCSTN
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23385
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 250-578 von menschlichem NCSTN (NP_056146.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92542
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel