

Anti-Ndufa7-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb & Elisa - O95182

Artikelnummer: CM0026477



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen NDUF7 (CI-B14.5a), ein akzessorisches Untereinheit des mitochondrialen Komplex I. KO-validiert für WB und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben. Für Atmungskette und Mitochondrienforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] NDUF7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B14.5a; CI-B14.5a; A7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4701
Gen-ID	4701
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-113 von menschlichem NDUF7 (NP_004992.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95182
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel