

Polyklonaler Anti-Ndutfaf4-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P032

Artikelnummer: CM0016810

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen NDUFAF4, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Aufbaus des mitochondrialen Komplexes I und der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFAF4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	My013; C6orf66; HRPAP20; HSPC125; MC1DN15; bA22L21.1; NDUFAF4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29078
Gen-ID	29078
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P032
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku