


Anti-Ndufb4-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95168

Artikelnummer: CM0014661



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NDUFB4, eine Untereinheit des Komplexes I. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen zu Mitochondrien und der Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFB4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	B15; CI-B15; B4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4710
Gen-ID	4710
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-90 des humanen NDUFB4 entspricht (NP_001161803.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95168
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku