


Anti-Ndufs1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28331

Artikelnummer: CM0023940



Einführung

NDUFS1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Zielt auf die humane NADH-Ubichinon-Oxidoreduktase 75 kDa Untereinheit (Komplex I-75kD) ab. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für die Forschung und Diagnostik am mitochondrialen Komplex I.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NDUFS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CI-75k, MC1DN5, CI-75Kd, PRO1304, NDUFS1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4719
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 80-290 von humanem NDUFS1 (NP_004997.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28331
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel