

Anti-Nestin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P48681

Artikelnummer: CM0005104

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Nestin (177 kDa), validiert in WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA. Geeignet für die Forschung an neuralen Stammzellen und der Neuroentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Nestin Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	Nbla00170
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10763
Gen-ID	10763
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1392-1621 von humanem Nestin (NP_006608.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P48681
Proteingewicht	177 kDa
Versand	Eisbeutel