

Anti-Nfu1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ums0

Artikelnummer: CM0028496



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen NFU1, geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Validiert in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an mitochondrialen Eisen-Schwefel-Clustern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFU1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Nfu; NifU; HIRIP; MMDFS; MMDS1; NIFUC; CGI-33; HIRIP5; NFU1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27247
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-230 des menschlichen NFU1 (NP_001002755.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UMS0
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eispackung