

Anti-NG2/Cspg4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - Q6Uvk1

Artikelnummer: CM0007381



Einführung

Rekombinanter kaninischer monoklonaler Antikörper gegen humanes NG2/CSPG4, geeignet für WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA. Ideal zur Untersuchung von Zellmigration, Angiogenese und Melanom-Mechanismen; kreuzreagiert mit Maus und Mensch.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NG2/CSPG4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
Spezies	Mensch
GeneID	1464
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1583-2224 von humanem NG2 (NP_001888.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6UVK1
Proteingewicht	251kDa
Versand	Eisbeutel