


Monoklonaler Anti-Ngly1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96lv0

Artikelnummer: CM0007437



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen NGLY1 (Peptid-N(4)-(N-acetyl-beta-glucosaminy)asparagin-Amidase), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes NGLY1 sowie NGLY1 aus Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen der ERAD und des Glykoproteinabbaus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NGLY1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CDDG; PNG1; CDG1V; PNG-1; PNGase; NGLY1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55768
GeneID	55768
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 des humanen NGLY1 (NP_060767.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96lv0
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Kühlakku