

Anti-Nlgn4Y-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nfz3

Artikelnummer: CM0029884

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen NLGN4Y gerichtet ist und für Western Blot, IHC-P und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung von Zelladhäsion und Synapsenbildung in Gehirn und Hoden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLGN4Y Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HNL4Y; NLGN4Y
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22829
Gen-ID	22829
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 122-256 von menschlichem NLGN4Y (NP_001157710.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8Nfz3
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel