


Anti-Nop16-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y3C1

Artikelnummer: CM0014341



Einführung

NOP16-Kaninchen-pAK, validiert für WB und ELISA; erkennt menschliches und murines NOP16 (21 kDa). Ideal für Studien zu Nukleolus-Proteinen und die Ribosomen-Biogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOP16 Kaninchen-pAK
Bemerkungen/Alias	HSPC111; HSPC185; NOP16
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51491
GenID	51491
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-178 von menschlichem NOP16 (NP_057475.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y3C1
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel