


Anti-Noxo1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nfa2

Artikelnummer: CM0013543



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NOXO1 (NADPH-Oxidase-Organisator 1). Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für Untersuchungen des NOX-Komplexes und der Superoxidgenerierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NOXO1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SNX28; P41NOX; P41NOXA; P41NOXB; P41NOXC; SH3PXD5; NOXO1
Spezies	Mensch
GeneID	124056
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 121-370 des humanen NOXO1 (NP_653204.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8NFA2
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku