

Anti-Npc2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P61916

Artikelnummer: CM0007627



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NPC2, validiert für WB, IHC-P, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Cholesterintransport und zur Niemann-Pick-Krankheit Typ C.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Niemann-Pick Typ C2 (NPC2) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HE1; EDDM1; Niemann-Pick Typ C2 (NPC2)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10577
Gen-ID	10577
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem Niemann-Pick Typ C2 (NPC2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P61916
Protein-Gewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel