

Kaninchen-Poliklonaler Anti-Nphp4-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75161

Artikelnummer: CM0030783

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes NPHP4 (Nephrocystin-4) für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte und unterstützt die Erforschung von Ziliopathien und Nierenerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPHP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	POC10; SLSN4; NPHP4
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	261734
GenID	261734
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1247-1426 des humanen NPHP4 (NP_055917.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75161
Proteingewicht	158 kDa
Versand	Eisbeutel