

Anti-Nqo2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P16083

Artikelnummer: CM0014404



Einführung

NQO2 Kaninchen-polyclonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines NQO2 (QR2), eine zytoplasmatische Chinonreduktase, die an der Entgiftung beteiligt ist. Ideal für Studien zum Vitamin-K-Stoffwechsel und zu Entgiftungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NQO2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4835
Gen-ID	4835
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-231 des menschlichen NQO2 (NP_000895.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16083
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel