

Anti-Nrd1 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Elisa - O43847

Artikelnummer: CM0029928

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes NRD1 (Nardilysin), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur axonalen Reifung, Myelinisierung und Proteasefunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NRD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NRD1; hNRD1; hNRD2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4898
Gen-ID	4898
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 160-400 des humanen NRD1 (NP_001095132.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43847
Proteingewicht	132 kDa
Versand	Eisbeutel