

Anti-Nrf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa Und Chip - Q16656

Artikelnummer: CM0027256



Einführung

NRF1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, ELISA und ChIP. Erkennt menschliches, murines und rattiges NRF1. Rekombinantes Immunogen (aa 240-449). Geeignet für die Forschung an Transkriptionsfaktoren und mitochondrialer Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NRF1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ALPHA-PAL; NRF1
Spezies	Mensch
GenID	4899
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 240-449 von menschlichem NRF1 (NP_001035199.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16656
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel