


Anti-Nrp2 Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60462

Artikelnummer: CM0029180



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes Neuropilin-2 (NRP2/VEGF165R2). Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt Targets aus Mensch, Maus und Ratte. Für vaskuläre und neuronale Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NRP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NP2, NPN2, PRO2714, VEGF165R2, NRP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8828
Gen-ID	8828
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-219 des humanen NRP2 (NP_957718.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60462
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Eisbeutel