

Anti-Nuak1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60285

Artikelnummer: CM0018934

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die humane NUA1/ARK5-Kinase, validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Erkennt sowohl humane als auch Rattenproteine; ideal zur Untersuchung von Zelladhäsion, zellulärer Seneszenz und Signalwegen der Krebsprogression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUAK1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ARK5, NUA1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9891
GeneID	9891
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 362-661 des humanen NUA1 (NP_055655.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O60285
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Kühlakku