

Anti-Nucleolin (Ncl) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P19338

Artikelnummer: CM0025732



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen NCL, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes und murines Nucleolin, ein wichtiges nukleoläres Protein. Ideal für Forschung zu Chromatin und Ribosomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NCL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	C23; Nsr1; NCL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4691
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-466 des humanen NCL (NP_005372.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P19338
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Eisbeutel