

Anti-Nudt18-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Zvk8

Artikelnummer: CM0028240



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes NUDT18 (MTH3) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Geeignet für die Forschung zu DNA/RNA-Schäden und Nukleotidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUDT18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MTH3; NUDT18
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79873
GenID	79873
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-323 von humanem NUDT18 (NP_079091.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6ZVK8
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel