


Anti-Nup214 Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P35658

Artikelnummer: CM0030911



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NUP214 (CAN-Protein). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des Nukleozytoplasmatischen Transports und von Kernporenkomplexen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUP214 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CAN; CAIN; IIAE9; NUP214
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8021
GenID	8021
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1251-1350 des menschlichen NUP214 entspricht (NP_005076.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35658
Proteingewicht	214 kDa
Versand	Eisbeutel